


呼び出し番号をディスプレイに 自動読み上げ・表示！



ワンタッチコール受信機



操作タブレット




ディスプレイ

25 番の方、
中にお入り
ください

●患者さんの安心感、院内感染予防に

ディスプレイ表示（+ 音声）とベルで順番をお知らせできます。
ディスプレイの音声案内で呼び出し、耳と目で番号を確認できます。
ベルを渡せば同フロアにいらなくても大丈夫。複数の待合室や、車の中
でも待てます。混雑を防止し接触を避けることで、感染防止と安心感
が向上します。



ワンタッチコールとの併用で、駐車場で待てたりちょっと外に出ることもできます。
カフェで待つこともできるし、使い方がいろいろ。

●簡易サイネージとして使用可能！




番号が表示されていないときに
先生の紹介や、流行病の注意動画、
休診などを告知することができます。
病院で入れ替えが可能で、
ランニングコストもかかりません。

※コンテンツはお客様側での作成になります。
※静止画、スライドショー（HTML 作成）
※動画（avi/mp4）

●スタッフの工数削減

患者さんを探しに行ったり
大きい声で何度も呼ぶ必要がありません。
他の仕事に集中できます。



※文言は、組み合わせで選べます

●導入コスト削減


無線なので配線工事不要。システム利用
料金や保守料などかかりません。

ランニング
コスト
0 円

※病院の広さや機器構成によって、
有線になる場合があります。

●便利な活用法

電子カルテに番号を入力しておけば、
患者さんの番号がすぐにわかります。



カルテの
備考欄に打ち込み




ストラップに
入れて使用


※実際に活用されている導入事例です

— 表示側ディスプレイ画面 —


●選べるレイアウト



「受付モード」は、受付と呼び出しを一つの画面に表示可能。




「複数表示モード」は、複数個所の受付表示と呼び出しが可能。
※タブレットが複数必要です。



用途によってレイアウトを選択できます。


●選べるデザイン




- ・用途によって表示方法やデザインを選べます。
- ・1～9999番もしくはA/B/C+999番の呼び出し表示が可能です。
- ・テロップ表示もできます。
- ・複数画面対応。
- ・音声は3パターンより選べます。

— 呼び出し側タブレット画面 —


●呼び出しモード



ワンタッチ呼び出し表示



10キー表示



受付モード用



複数モード用

- ・1～9999番もしくはA/B/C+999番の呼び出しが可能。
- ・タブレット端末を2台以上使用し、複数個所から操作することもできます。
- ・連動でワンタッチコール受信機も呼び出せます。

— 主な機器構成イメージと仕様 —



※店舗の広さや機器構成によって、有線接続になったり、別途ルーターやハブなどが必要になる場合があります。



製造元：
株式会社パシフィック湘南
神奈川本社・北海道支社・中部支社・大阪支社・九州支社
全国5拠点で充実サポート

営業時間：10:00～12:00、13:00～17:00 土日、祝日を除く
修理品送付先：〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村5-10-10
株式会社パシフィック湘南

このカタログに記載された仕様、デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。
商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なる場合があります。

URL: sonnettekun.com

0120-194-491